


## Pipett a volume fisso "Li'LPet" fully autoclavable



**Li'LPet il piccolo gigante del liquid handling! Completamente autoclavabili**

Pipette a volume fisso Li'LPet a scelta tra i seguenti volumi:

- MM-5 volume 5  $\mu$ l
- MM-10 volume 10  $\mu$ l
- MM-20 volume 20  $\mu$ l
- MM-25 volume 25  $\mu$ l
- MM-50 volume 50  $\mu$ l
- MM-100 volume 100  $\mu$ l
- MM-200 volume 200  $\mu$ l
- MM-255 volume 250  $\mu$ l
- MM-500 volume 500  $\mu$ l
- MM-1000 volume 1000  $\mu$ l





Pipette "low-cost" a volume fisso, progettate per l'utilizzo con i kit di diagnostica, coprono un ampio range di volume e rispondono ad un'ampio range di esigenze sperimentali di protocollo ad un costo davvero competitivo. Linea innovativa costituita da 10 mini-micropipette a volume fisso a cuscinetto ad aria.

Completamente autoclavabili, sono state progettate per operazioni veloci, ripetibili e riproducibili: precise, ed allo stesso tempo economiche e versatili. Dimensioni e peso estremamente contenuti; ognuna misura poco più di 13 cm e pesa circa 10 g. Ideali per impieghi routinari o con rischio biologico, determinazioni analitiche, e campionamenti da effettuare sul campo, per kit diagnostici o per la didattica in ambienti educazionali.

Il pulsante di controllo ha una differente colorazione in funzione del volume dosabile scelto.

Calibrate individualmente secondo gli standard ISO 8655, nuovo riferimento internazionale per apparati volumetrici azionati a pistone; marcate CE.

Le Li'IPet ad alto volume, da 200 µl, 250 µl, 500 µl e 1000 µl sono ideali per le operazioni routinarie di laboratorio.



Dimensioni contenute, appena 130 mm, leggerissime ed ergonomiche, dall'elevato comfort durante l'utilizzo.

### **Completamente autoclavabili**

Li'IPet è completamente autoclavabile a 121°C/15psi/10÷15 min.






### Tip-Cone Portapuntale unico

Il portapuntale conico delle Li'IPet (5 µl, 10 µl, 20 µl) è disegnato per accettare sia i puntali da 200 µl che quelli ultra micro tips da 20 µl. L'utilizzo dei micropuntali aumenta in modo significativo l'accuratezza delle pipette.

Il caratteristico portapuntale Tip-Cone rende le micropipette uniche e versatili anche per tutti gli altri volumi: permette di utilizzare le Li'IPet anche nelle tecniche "reverse-pipetting" e "ripetitive-pipetting".



Sistema di dispensazione a doppio step, ciò determina un colpo d'ariete finale con conseguente erogazione fino all'ultima goccia di campione nel puntale; tale sistema determina un'elevatissima accuratezza e precisione.



## Rigorosissimo controllo qualità

Ogni pipetta è sottoposta ad un rigorosissimo controllo qualità in qualsiasi step della produzione; ogni pipetta è calibrata individualmente in conformità degli standard della ISO 8655, ed è fornita con il certificato di calibrazione.

Marchio CE.

Dati tecnici:

Model No.	Vol. µl	Accuracy ±%	CV +/-%
MM-5	5	1.5	1.0
MM-10	10	1.0	1.0
MM-20	20	0.5	0.5
MM-25	25	0.5	0.5
MM-50	50	0.4	0.3
MM-100	100	0.3	0.3
MM-200	200	0.5	0.5
MM-250	250	0.5	0.5
MM-500	500	0.5	0.5
MM-1000	1000	0.5	0.5

